

Balanza DE BAÑO DIGITAL

CUO-9361



60x25x17

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA BALANZA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



PRIMEROS PASOS

Instalación:

- Colocá las 2 pilas AAA en el compartimento de la base.
- Para mediciones precisas, usá la balanza siempre descalzo, con los pies bien apoyados en los sensores metálicos.

App y Conexión:

- Descargá la app "OKOK INTERNATIONAL" desde la App Store (iPhone) o Google Play (Android).
- Encendé el Bluetooth de tu teléfono.
- En la app, andá a Configuración (Settings) → Mi Báscula (My Scale).
- Seleccioná "Asociar Bluetooth báscula" (Pair Bluetooth scale).
- Subite a la balanza descalzo para completar el emparejamiento.



iOS

CÓMO USARLA

Para Solo Peso:

- Simplemente subite a la balanza. No necesitás la app.

Para Análisis Corporal Completo (Recomendado usar la app):

- Una vez emparejada, subite a la balanza descalzo.
- La app mostrará en tu teléfono: Peso | Índice de Masa Corporal (IMC) | Grasa Corporal (%) | Masa Muscular (%) | Grasa Visceral | Masa Ósea | Agua Corporal (%) | Calorías Recomendadas
- La app guarda un historial automáticamente para que veas tu evolución.
- Siempre consultá con tu médico para saber cuál es tu IMC óptimo.



Advertencias de Seguridad

- NO la uses si estás embarazada o tenés un marcapasos.
- Colocala siempre en una superficie plana y dura. No en alfombras.
- No subas con los pies mojados ni te pares en los bordes.
- Factores como la hidratación, medicamentos o el ciclo menstrual pueden afectar los resultados.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- Limpieza: Limpia solo la superficie de vidrio con un paño húmedo. NUNCA sumerjas la balanza en agua ni la pongas bajo la canilla.
- Pilas: Si la pantalla muestra "LO", cambiá las pilas. Usá 2 pilas AAA.
- Errores:
"Err": Sobrecarga (máximo 180 kg).
"---": Peso insuficiente (mínimo 5 kg).

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **6 meses a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o manipulación inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



Exclusivo uso doméstico



Servicio de Asistencia Técnica FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

